


バーガーフレンチ凸型 (15×15段)



寸法 : 200 mm × 200 mm × 10 mm

円柱径 1.0 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 1.5 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 2.0 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 2.5 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 3.0 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 3.5 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 4.0 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 4.5 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 5.0 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 5.5 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 6.0 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 6.5 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 7.0 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 7.5 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
円柱径 8.0 mm	高さ 1.0 mm ~ 8.0 mm	15段階
計 225 本		

材質 : アクリル樹脂